

手洗いしても



マスクを着用しても



まだ、
ウイルスが残っている
事実を知っていますか？


日本上陸

今、韓国で開発された大流行中の「保護具マスク」
まだ使ったことのない方は必見！

ウイルスから頭や顔全体を遮断する


防疫用保護具マスク

ANTISEPTIC PROTECTIVE GEAR




モデル名:TT100


- 特殊な生地でウイルス、PM2.5などを外部と完全遮断できて、超軽量で違和感なく長期間着用できます。
- フード一体型で着用し、首輪だけ締め付けられればOK!
- 人体に無害な静電フィルター(KF94に準ずる)を使用して外部からウイルスと微細粉塵などを遮断することができます。




抗菌機能




消臭



有害ホコリ遮断



UV遮断



通気性

テレ朝News

新型コロナウイルスは**目から感染の可能性** 中国で感染者の涙から陽性反応

中国の研究チームは、新型コロナウイルスの感染者の涙からウイルスの陽性反応が確認されたことを発表しました。目から感染する可能性があるということです。

中国・浙江大学の研究チームによりますと、新型コロナウイルスに感染して結膜炎にかかった患者の涙と結膜の分泌物を検査したところ、新型コロナウイルスの陽性反応が出たということです。研究で新型コロナウイルスが結膜炎を引き起こす可能性が指摘されていて、この患者も感染した後、左目に結膜炎を発症していました。結膜炎を発症していない右目からは陽性反応が出ていません。研究チームは目から感染する可能性があるとして、医療関係者が患者と接する場合はマスクだけでなく、**ゴーグルを着ける必要があると指摘しています。**

- 鼻あて** (Nose pad)
- アジャスターバンド** (Adjuster band)
- 特殊コーティング素材** (Special coating material)
- 首調節ひも** (Neck adjustment strap)
- 曇り防止フィルム** (Anti-fog film)
- 曇り止めフィルム (ANTI FOG FILM)** (Anti-fog film)
- フィルター** (Filter)
- 静電フィルター (KF94に準ずる)** (Electrostatic filter (meeting KF94 standards))
- 排気バルブ** (Exhaust valve)
- 息は中から出るのに外からは入れない** (Breath comes out from the middle, but nothing enters from the outside)

試験成績書



装着は簡単10秒

袋を開けてから、TT100保護具マスクを広げて被り、首の紐を引いて締めるだけ。

着用方法(着け方)

- マスクを開く。(Open the mask.)
- マスクを頭部を覆うように被り、装着する。(Put the mask over the head and wear it.)
- 首の調節ひもをフィットさせ、露出していないことを確認する。(Adjust the neck strap for a fit and confirm no exposure.)
- フィルター部分を鼻と口にしっかり密着させる。(Securely attach the filter part to the nose and mouth.)

正面



側面



横面

